



- ❖ **Spectra-Clave** یک محلول شستشو محصول کمپانی امریکایی **STERIS IMS** است که برای تمیز کردن چمبر استریلایزر بخار تولید می‌شود.
- ❖ حجم این محصول برابر ۳۲ اونس معادل یک لیتر است.
- ❖ محلول را همواره در ظرف خودش نگه‌داری نمایید.
- ❖ این محصول جهت تمیز کردن چمبر انواع استریلایزرهای بخار کاربرد دارد.
- ❖ در زمان استفاده از این محصول، نباید از برس‌های فلزی و سمباده استفاده کرد.
- ❖ این محصول، رسوب‌های معدنی باقی‌مانده بر روی دیواره‌های چمبر را از بین می‌برد.
- ❖ طبق استانداردهای مرتبط با فرآیند استریلیزاسیون از جمله **AAMI ST79**، بازرسی و مراقبت از چمبر، بخشی از نگهداری روزانه و هفتگی محسوب می‌شود.
- ❖ استفاده هفتگی از این محصول، دیواره‌های چمبر استریلایزر را تمیز و درخشان نگه می‌دارد و عمر مفید و زیبایی چمبر را به همراه خواهد داشت.
- ❖ تمیز و براق بودن داخل چمبر و نبود آلودگی در چمبر، نگرانی از آلوده‌شدن پک‌ها را در زمان استریلیزاسیون از بین می‌برد.
- ❖ در مرحله خشک کردن پک‌ها در استریلایزر بخار، بخشی از خشک شدن پک‌ها توسط انتقال دما به شکل تابشی از دیواره‌های چمبر انجام می‌شود. یک چمبر تمیز و براق، خشک شدن پک‌ها را سریع‌تر و کاراتر انجام خواهد داد.
- ❖ یکی از دلایل وجود پک مرطوب (**Wet Pack**) در پایان سیکل، تمیز نبودن دیواره‌های چمبر استریلایزر است. از طرف دیگر، رسوبات ایجادشده بر روی دیواره‌های چمبر، گرم‌شدن یکنواخت چمبر را مورد تأثیر قرار می‌دهد.
- ❖ به هیچ وجه، محلول را بر روی دیواره‌های چمبری که گرم یا داغ است، نباید اسپری کرد. چمبر باید کاملاً خنک باشد.
- ❖ در صورتی که محلول به اشتباه توسط فردی نوشیده شد، دهان را با آب کافی بشوید و به پزشک مراجعه کنید. در صورتی که با پوست و چشم تماس پیدا کرد، با آب فراوان چند دقیقه شسته شود و به پزشک مراجعه شود. اگر لباس فرد با محلول مرطوب شد، لباس کاملاً شسته شود.
- ❖ از این محصول فقط برای تمیز کردن چمبر استریلایزر بخار استفاده نمایید و برای ابزارها و سطوح دیگر، لطفاً محلول‌های مربوط به آن‌ها را به کار گیرید، استفاده برای سطوح دیگر ممکن است منجر به آسیب آن سطوح شود.

روش استفاده از محلول شستشوی چمبر

- (۱) برای استفاده از محلول، مطمئن شوید که دستگاه خاموش و چمبر کاملاً خنک باشد.
- (۲) تجهیزات ایمنی فردی (PPE) شامل روپوش ضد آب، دستکش، محافظ صورت، و محافظ چشم را بپوشید.
- (۳) محلول را بر روی دیواره‌های چمبر اسپری کنید.
- (۴) اجازه دهید به مدت ۳ تا ۵ دقیقه محلول بر روی دیواره‌ها بماند.
- (۵) با استفاده از برس با موهای نایلونی محکم (مثلاً برس کد ۸۲۵-۴۵)، دیواره‌ها را با فشار برس کشی نمایید.
- (۶) محلول و ذرات جداشده را با استفاده از حوله‌های تمیز و مرطوب از روی دیواره‌ها پاک کنید.
- (۷) سپس با استفاده از حوله‌های تمیز و خشک، دیواره‌های چمبر را خشک کنید.



✓ این محلول برای چمبر دستگاه‌های مشابه نیز کاربرد دارد.

✓ هر زمان که ظرف محلول خالی شد، برای دورانداختن آن با مسئول بهداشت محیط مرکز یا فرد مربوطه مشورت نمایید.