

❖ Case Solutions Ink & Adhesive Remover یک محلول پاک کننده جوهر و چسب ساخت کمپانی Case Medical امریکا است.



❖ محصول را با درب بسته و در دمای بین ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

❖ این محصول قابل اشتعال است، آن را از شعله دور نگهدارید.

❖ محصول آماده به مصرف است و نیازی به رقیق کردن نیست.

❖ دمای استفاده از این محصول همان دمای اتاق می تواند باشد و نیازی به گرم و سرد کردن ابزار نیست.

❖ این محصول با تمام سطوح از جنس استیل ضدزنگ (فولاد)، آلومینیوم آنودیزه، شیشه‌ای، و پلاستیکی سازگاری دارد.

❖ توصیه بر این است که هرگز بر روی سطوح وسایل و ابزار، چسب نواری زده نشود و یا با مازیک نوشته نشود، مگر این که چسب یا جوهری که با تایید سازنده برای منظوری خاص تعریف شده است. اما به هر حال در صورت وجود باقی مانده چسب یا جوهر بر روی آن‌ها، می توان از این محصول برای پاک کردن سریع آن‌ها استفاده کرد.

❖ گاهی لیبل‌های رنگی مخصوص ردیابی و جداسازی که بر روی ابزارها زده شده‌اند، دیگر سالم و قابل استفاده نیستند؛ برای جداسازی این لیبل‌های کهنه، می توان از این محلول استفاده کرد.

❖ فرمولاسیون این محصول از روغن طبیعی مرکبات می باشد و حاوی بوی خوش و طبیعی مرکبات است.



روش استفاده از محلول جوهر زدایی و چسب زدایی سطوح

۱) در زمان کار با مواد شیمیایی همواره از تجهیزات محافظت فردی با قابلیت لازم استفاده نمایید.

در زمان استفاده، تهویه مناسب و گردش هوا در محل وجود داشته باشد.

در صورت تماس دست با محلول، دست خود را با آب بشویید.

(لطفا در داخل برگه SDS اطلاعات دقیق تجهیزات محافظت فردی را ببینید)

۲) پیش از استفاده از این مایع، باید وسایل کاملا شسته و تمیز شده باشند.

۳) محلول را بر روی سطح موردنظر اسپری نمایید یا پارچه بدون پرز و تمیزی را به محلول آغشته نمایید و سطح موردنظر را تا رسیدن به نتیجه مطلوب با پارچه مالش دهید. در صورت باقی ماندن جوهر یا چسب، دوباره این مرحله را تکرار نمایید.

این محصول، چسب و جوهر را در کمترین زمان ممکن از بین می برد و کمک زیادی به صرفه جویی در زمان خواهد کرد. ✓

۴) پس از پاک شدن چسب و یا جوهر، وسیله یا ابزار به طور کامل شستشو و آبکشی شود تا مانعی برای فرآیندهای ضدعفونی و استریلیزاسیون وجود نداشته باشد.

