

❖ **DISPO TAPE REMOVER** اسپری مخصوص جداکردن چسب پانسمان است که ساخت کمپانی ایتالیایی Signorini به



سفارش کمپانی Dispotech در ایتالیا می‌باشد.

❖ با استفاده از این اسپری، جداکردن چسب از روی پوست بدون درد خواهد بود.

❖ این محصول در قوطی فلزی با حجم ۳۰۰ میلی‌لیتری تولید می‌شود.

❖ بسته‌بندی این محصول در جعبه‌های ۱۶ عددی می‌باشد.

❖ این محصول قابل استفاده در مراکز درمانی و منزل می‌باشد.

❖ این اسپری برای پاک کردن روغن و کرم ماساژ و ورزشی نیز مناسب خواهد بود.

❖ در تولید این محصول از موادی استفاده می‌شود که با پوست کاملاً سازگارند و عوارض جانبی ندارند.

❖ در زمان استفاده، بر روی زخم باز یا پوست آسیب‌دیده اسپری مستقیم نکنید.

❖ به سمت چشم و بینی مستقیم اسپری نکنید.

❖ قوطی اسپری را در دمای پایین‌تر از ۵۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور خورشید و آتش نگهداری نمایید.

روش استفاده از اسپری جداکننده پانسمان

(۱) این اسپری برای هرگونه چسب زخم یا بانداژ یا چسب پانسمان کاربرد دارد.

(۲) بر روی باند یا پانسمانی که قصد دارید از روی پوست جدا نمایید، اسپری نمایید.

(۳) چند ثانیه صبر کنید.

(۴) چسب را به راحتی از روی پوست جدا کنید.

(۵) در صورت آسان جدانشدن، دوباره اسپری کنید و سپس چسب را جدا کنید.

