

❖ **Dispo Hot** کیسه گرم فوری ساخت کمپانی ایتالیایی **Dispotech** است که در دو اندازه و با نوع پوشش TNT تولید می شود.



- ❖ این کیسه گرم فوری، بدون نیاز به آب جوش و یا میکروویو در هر مکان و دمایی که باشید، در کمتر از چند ثانیه به شما دمای مثبت ۵۰ درجه سانتی گراد را می دهد. این کیسه گرم فوری حدود ۳۰ دقیقه گرما می دهد.
- ❖ یک واکنش آگزوترمیک در درون کیسه گرم فوری عامل اصلی این افزایش دما است.
- ❖ به دلیل داشتن سه ردیف سیل حرارتی بر روی این نوع کیسه گرم، امکان ترکیدن کیسه گرم با فشار دست وجود ندارد.
- ❖ این کیسه گرم را بهتر است در دمای اتاق و دور از منابع اشتعالزا و دسترس کودکان نگهداری کرد.
- ❖ این کیسه گرم فوری شامل مواد غیر قابل خوردن است، در صورت خورده شدن باید به پزشک مراجعه شود.
- ❖ پوشش این کیسه گرم فوری از نوع جنس "تی ان تی بافته نشده" است.
- ❖ پس از استفاده از این محصول، آن را به عنوان زباله شهری دور بیندازید، این کیسه قابلیت استفاده مجدد را ندارد و نباید پوشش آن را پاره کرد و یا محتویات آن را بر روی چیزی ریخت.
- ❖ گرما برای کاهش دردهای خاص و کاهش سرمازدگی کاربرد دارد. از این کیسه در درمانگاه و مطب دندانپزشکی (جراحی، ایمپلنت)، فیزیوتراپی، ماساژدرمانی، ورزش (گرفتگی عضله، کوفتگی عضله)، گرم کردن دست و پا در سرما و ورزش هایی چون اسکی و کوهنوردی، کمپ و سفر (برای افزایش دمای بدن در وضعیت های اضطراری)، منزل (کاهش دردهای غیر تورمی، دردهای مفصلی)، کمک های اولیه و غیره می توان استفاده کرد.
- ❖ در صورت نیاز به استفاده برای افراد دیابتی، بیماران قلبی و نوزادان بهتر است با توصیه و نظارت پزشک صورت گیرد.
- ❖ پیش از اولین استفاده از این محصول، نکات چاپ شده بر روی پوشش آن را مطالعه کنید.

روشن استفاده از DISPOHOT

- (۱) درون این کیسه گرم فوری، یک کیسه کوچک حاوی آب است که برای استفاده و آغاز گرمادهی باید آن را ترکاند. راحت تر است که آن را با فشار دو انگشت شست بترکانید. نگران ترکیدن کیسه اصلی نباشید.
- (۲) سپس به منظور مخلوط کردن محتویات داخل کیسه گرم، بهتر است آن را تکان دهید.
- (۳) کیسه با دمای ۵۰ درجه سانتی گراد گرمادهی می کند و این در حالی است که کاملا نرم و منعطف است و می توانید آن را در محل مورد نظر به راحتی قرار دهید.
- (۴) بیش از ۲۰ دقیقه نباید سطح بدن را گرمادهی کرد؛ پس از استفاده از کیسه گرم فوری، آن را به عنوان زباله شهری دور بیندازید.