

# عدم موفقیت در یک فرآیند استریلیزاسیون

پاس نشدن اندیکاتور شیمیایی

پاس نشدن اندیکاتور بیولوژیک

عملکرد ناصحیح دستگاه استریلایزر کشف شده توسط حسگرها

وسایل را قرنطینه کنید، از دستگاه استفاده نکنید و به دنبال یافتن علت باشید

اگر به سرعت دلیل مشکل مشخص شده است (معمولا کاربری) و مربوط به یک پک یا یک سیکل است، مشکل را برطرف کنید و دوباره آن وسیله (ها) را استریل نمایید. اگر دلیل مشکل واضح نبود و به سرعت یافت نشد، وسایل را قرنطینه کنید و از آخرین زمانی که یک اندیکاتور بیولوژیک منفی داشته‌اید به بعد، وسایل را فراخوانی و جمع کنید.

یافتن دلیل

اشکال در استریلایزر

اندیکاتور بیولوژیک مثبت

اندیکاتور شیمیایی پاس نشده

خطای کاربری

علت نامعلوم

تعیین ایراد دستگاه استریلایزر

نمی‌توان جز اشکال در دستگاه استریلایزر، دلیل دیگری را نسبت داد

اشکال در جایی غیر از خود دستگاه استریلایزر است

تعمیر دستگاه استریلایزر

برطرف کردن ایراد

تعمیر جزئی

تعمیر گامی

تعمیر جزئی

به طور متوالی از سه اندیکاتور بیولوژیک برای بررسی صحت عملکرد دستگاه و چرخه استریلیزاسیون استفاده کنید. در صورتی که استریلایزر شما از نوع پیش‌خلا (کلاس B) است، سه بار آزمون بووی‌دیک را نیز انجام دهید

بازگشت به تعمیرات

پاس نشدن آزمون‌ها

پاس شدن آزمون‌ها

از دستگاه استریلایزر استفاده کنید